

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map4K3 Pour Wb Et Elisa - Q8lvh8

Numéro d'article: CM0027863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le MAP4K3 humain (GLK/MEKKK3), validé pour WB et ELISA. Détecte une bande d'environ 101 kDa ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Hippo et le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP4K3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8491
GeneID	8491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 755-894 du MAP4K3 humain (NP_003609.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IVH8
Poids de la protéine	101kDa
Expédition	Sac de glace