

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Map4K5 Pour If/Cci, Elisa - Q9Y4K4

Numéro d'article: CM0019637

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAP4K5 humaine, validé pour IF/CCI et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La kinase cible agit dans la réponse au stress en amont de la voie JNK. Idéale pour la recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAP4K5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	11183
Identifiant de gène	11183
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-480 de MAP4K5 humaine (NP_006566.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4K4
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace