


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15759

Numéro d'article: CM0028483



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAPK11 (p38 β /SAPK2b), validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPK11 Lapin pAb
Remarques/Alias	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5600
GeneID	5600
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 264-364 de MAPK11 humain (NP_002742.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15759
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace