

Anticorps Polyclonal Anti-Mapk13 Pour Wb, Elisa - O15264

Numéro d'article: CM0019739



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MAPK13 humaine (p38delta, SAPK4). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée dans les tissus humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la signalisation des kinases activées par le stress et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPK13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAPK4 ; PRKM13 ; MAPK 13 ; MAPK-13 ; p38delta ; MAPK13
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5603
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la MAPK13 humaine (O15264).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15264
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace