


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapk13 Pour Wb Et Elisa - O15264

Numéro d'article: CM0029292



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MAPK13 humain (p38δ), adapté pour WB et ELISA. Validé pour des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des MAP kinases, des réponses au stress et de la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPK13 Lapin pAb
Remarques/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Espèce	Humain
ID de gène	5603
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-365 du MAPK13 humain (NP_002745.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15264
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace