


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapk1/Mapk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Numéro d'article: CM0021330



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MAPK1 (ERK2) et MAPK3 (ERK1), adapté au Western blot, à l'IF/ICC et à l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPK1/MAPK3 pAb de lapin
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de MAPK1/MAPK3 humaines (NP_620407.1/NP_002737.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P28482/P27361
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa/38 kDa/40 kDa/41 kDa/43 kDa
Expédition	Poche de glace