

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapk1/Mapk3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Numéro d'article: CM0021811



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de transduction du signal et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAPK1/MAPK3
Remarques / Alias	MAPK1/MAPK3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5594/5595
GenelD	5594/5595
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) humain (P27361/P28482)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482/P27361
Poids de la protéine	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace