


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapk6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16659

Numéro d'article: CM0015239



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MAPK6 humaine (ERK3), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible une MAP kinase atypique impliquée dans la phosphorylation de MAP2 et la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAPK6
Remarques/Alias	ERK3 ; PRKM6 ; p97MAPK ; HsT17250 ; MAPK6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5597
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 372-721 de la MAPK6 humaine (NP_002739.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16659
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace