

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapk8 Pour Wb, Elisa - P45983

Numéro d'article: CM0022094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MAPK8/JNK1 humain, validé en WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient à l'étude de la signalisation des kinases activées par le stress et de la régulation de l'AP-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPK8 Lapin pAb
Remarques/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5599
GenelD	5599
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MAPK8 humain (NP_620637.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P45983
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace