

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapkap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpz7

Numéro d'article: CM0026301



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre MAPKAP1 (SIN1), reconnaissant la sous-unité mTORC2 humaine, murine et ratine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, détecte une bande d'environ 59 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTOR et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPKAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MIP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MAPKAP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79109
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-522 de MAPKAP1 (NP_001006618.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPZ7
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace