

## Anticorps Monoclonal Anti-Mapkapk-2/Mk2 Pour Wb, Elisa - P49137

Numéro d'article: CM0007317



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine MAPKAPK-2/MK2 humaine. Adapté pour Western blot et ELISA ; détecte la MAPKAPK-2/MK2 humaine, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation de stress, la régulation des cytokines et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MAPKAPK-2/MK2 mAb de lapin                                                                                                            |
| Remarques / Alias    | MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2                                                                                                   |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                               |
| GeneID               | 9261                                                                                                                                  |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la MAPKAPK-2/MK2 humaine (NP_116584.2). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonal                                                                                                                  |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS                | P49137                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 46kDa                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                          |