

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapkapk-2/Mk2 Pour Wb Et Elisa - P49137

Numéro d'article: CM0014470



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAPKAPK-2/MK2 humain (P49137). Validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour les recherches sur la signalisation du stress, la régulation des cytokines et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPKAPK-2/MK2 pAb de lapin
Remarques/Alias	MK2 ; MK-2 ; MAPKAP-K2 ; MAPKAPK-2/MK2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9261
GeneID	9261
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de MAPKAPK-2/MK2 humain (NP_116584.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P49137
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace