

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapkbp1 Pour Wb Et Elisa - O60336

Numéro d'article: CM0019865

Introduction

Validé pour le Western blot et l'ELISA, cet anticorps détecte la MAPKBP1 (JNKBP1) dans des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant les études sur la signalisation NOD2 et JNK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAPKBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; MAPKBP1
Espèce	Humain
GenelD	23005
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la MAPKBP1 humaine (NP_001122080.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60336
Poids protéique	164kDa
Expédition	Sac de glace