

Anticorps Polyclonal Anti-Mapt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10637

Numéro d'article: CM0024668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MAPT/Tau (SWISS : P10637), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les isoformes de tau humaine, de souris et de rat. Convient aux études sur la neurodégénérescence et la biologie des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	MAPT Lapin pAb
Remarques/Alias	Tau ; Mapt ; PHF-tau ; MAPT
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	4137
ID de Gène	17762
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3-214 de MAPT de souris (NP_034968.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10637
Poids Protéique	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
Expédition	Sac de glace