


Anticorps Polyclonal Anti-March8 Pour Wb Et Elisa - Q5T0T0

Numéro d'article: CM0014418



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine humaine MARCH8 (E3 ubiquitin-protéine ligase MARCHF8), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARCH8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	220972
Identifiant du gène	220972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 232-291 de la MARCH8 humaine (NP_659458.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5T0T0
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace