

Anticorps Polyclonal Anti-March9 Pour Wb, Elisa - Q86Yj5

Numéro d'article: CM0014075

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin, ciblant MARCH9 humain (MARCF9, RNF179, MARCH-IX), une ubiquitine-ligase E3 qui régule l'endocytose et la dégradation lysosomale des récepteurs immunitaires. Convient pour la WB et l'ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARCH9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MARCH9 ; RNF179 ; MARCH-IX
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	92979
ID du gène	92979
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 277-346 de MARCH9 humain (NP_612405.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86YJ5
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace