

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Marcks Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29966

Numéro d'article: CM0015739

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MARCKS humain, applicable pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la dynamique du cytosquelette d'actine, la motilité cellulaire et les voies de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MARCKS
Remarques/Alias	MACS ; 80K-L ; PKCSL ; PRKCSL ; MARCKS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4082
GeneID	4082
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 du MARCKS humain (NP_002347.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29966
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace