

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Marcksl1 Pour Wb Et Elisa - P49006

Numéro d'article: CM0023724

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MARCKSL1 humaine (protéine de type MARCKS), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du cytosquelette d'actine et de la migration cellulaire. 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARCKSL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLP1; MRP; MARCKS like 1
Espèce	Humain
ID de gène	65108
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 95-195 du MARCKSL1 humain (NP_075385.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49006
Poids moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace