

Anticorps Polyclonal Anti-Marco Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Uew3

Numéro d'article: CM0015077

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MARCO humain (récepteur éboueur A6/SCARA2) pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARCO Lapin pAb
Remarques/Alias	SR-A6; SCARA2; MARCO
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8685
ID de gène	8685
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 421-520 du MARCO humain (NP_006761.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UEW3
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace