


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mark1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9POL2

Numéro d'article: CM0027156



Introduction

Anticorps polyclonal contre MARK1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la MARK1 humaine et murine, une sérine/thréonine kinase régulant la polarité cellulaire et la signalisation Wnt. Idéal pour la recherche en neurosciences et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4139
GeneID	4139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 560-700 de la MARK1 humaine (NP_061120.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9POL2
Poids de la protéine	89kDa
Expédition	Sac isotherme