

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mark2 Pour Wb Et Elisa - Q7Kzi7

Numéro d'article: CM0008334



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MARK2 (EMK1/PAR-1) hautement spécifique validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la polarité cellulaire, la dynamique des microtubules et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb MARK2 de lapin
Remarques / Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Espèce	Humain
ID du gène	2011
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 689 et 788 de MARK2 humain (Q7KZI7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7KZI7
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace