

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mark2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

Numéro d'article: CM0021910



Introduction

pAc de lapin MARK2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la polarité cellulaire, la dynamique des microtubules et la migration neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin MARK2
Remarques/Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2011
GeneID	2011
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-455 de MARK2 humain (Q7KZI7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7KZI7
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace