

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mark3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27448

Numéro d'article: CM0019155



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kinase MARK3 humaine, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. MARK3 phosphoryle les protéines associées aux microtubules et régule la signalisation Hippo et la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4140
ID de gène	4140
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MARK3 humain (NP_001122390.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27448
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace