


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mars Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56192

Numéro d'article: CM0027328



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MARS (méthionine-ARN ligase) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la MARS humaine et de rat, idéal pour la recherche sur la synthèse protéique et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4141
ID du gène	4141
Immunogène	Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la MARS humaine (NP_004981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P56192
Poids protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace