

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Marveld1 Pour Wb, Elisa - Q9Bsk0

Numéro d'article: CM0019342

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MARVELD1 humain (Identifiant du gène : 83742) pour applications WB et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Utile pour étudier la régulation du cycle cellulaire et les mécanismes de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARVELD1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GB14 ; MARVD1 ; MRVLDC1 ; bA548K23.8 ; MARVELD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	83742
Identifiant du gène	83742
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-50 du MARVELD1 humain (NP_113672.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSK0
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace