


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Marveld2 Pour Wb, Elisa - Q8N4S9

Numéro d'article: CM0025962



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MARVELD2 (tricelluline), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur les jonctions serrées et la perte auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MARVELD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Espèce	Humain
GeneID	153562
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du MARVELD2 humain (NP_001033692.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N4S9
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace