


## Anti-Marveld2 (Tricelluline) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q8N4S9

Numéro d'article: CM0012924



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MARVELD2 humain (tricelluline), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées et la surdité.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | MARVELD2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias             | Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2                                                                                          |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)             | 153562                                                                                                                           |
| GeneID                      | 153562                                                                                                                           |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 du MARVELD2 humain (NP_001033692.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                            |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                       | Q8N4S9                                                                                                                           |
| Poids Moléculaire Protéique | 64kDa                                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                     |