

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mas1L Pour Wb, Elisa - P35410

Numéro d'article: CM0013969

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MAS1L humaine (MRG, MAS1-like), validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études sur les récepteurs membranaires et la recherche sur les récepteurs couplés aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAS1L Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRG; MAS-L; dj994E9.2; MAS1L
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	116511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de la MAS1L humaine (NP_443199.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35410
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace