

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Masp1 Pour Wb, Elisa - P48740

Numéro d'article: CM0028079



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-MASP1 (UniProt P48740) validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Cible la sérine protéase 1 de liaison à la mannane, un initiateur clé des voies du complément des lectines et alternatives, idéal pour la recherche sur l'immunité innée et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MASP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; Map44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5648
GenelD	5648
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 20-300 du MASP1 humain (NP_001870.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48740
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace