


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Tryptase Des Mastocytes (Tpsb2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15661

Numéro d'article: CM0002881



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Tryptase des mastocytes (TPSB2/TPSAB1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée contre l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biologie des mastocytes et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb de lapin contre la Tryptase des mastocytes (TPSB2)
Remarques / Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; Mast Cell Tryptase (TPSB2)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7177
Identifiant du gène	64499
Immunogène	Proéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-275 de la Tryptase des mastocytes humaine (TPSB2) (P20231)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15661
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace