

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mat1A Pour Wb, Elisa - Q00266

Numéro d'article: CM0027753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAT1A (S-adénosylméthionine synthase isoforme type-1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante (a.a. 1-395). Convient pour les études sur le métabolisme à un carbone et les maladies hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MAT1A Lapin pAb
Remarques/Alias	MAT ; SAMS ; MATA1 ; SAMS1 ; MAT1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4143
GeneID	4143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-395 de MAT1A humain (NP_000420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00266
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace