

Anticorps Polyclonal Anti-Mat2A Pour Wb, Elisa - P31153

Numéro d'article: CM0029885



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MAT2A validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la S-adénosylméthionine synthase isoforme de type 2, une enzyme clé du métabolisme à un carbone. Idéal pour la recherche sur les voies de méthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MAT2A
Remarques/Alias	MATA2; MATI; SAMS2; MAT2A
Espèce	Humain
GeneID	4144
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-395 de la MAT2A humaine (NP_005902.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31153
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace