


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Matk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42679

Numéro d'article: CM0029270



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MATK de haute qualité pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le MATK humain, souris et rat. Idéal pour les études sur la transduction de signal hématopoïétique et la régulation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MATK Lapin pAb
Remarques/Alias	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTk; MATK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4145
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352-466 du MATK humain (NP_647611.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42679
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace