

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Matn3 Pour Wb, Elisa - O15232

Numéro d'article: CM0027276

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le MATN3 humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire du cartilage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MATN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOA ; OS2 ; EDM5 ; DIPOA ; OADIP ; SEMDBCD ; MATN3
Espèce	Humain
ID du gène	4148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 277-486 du MATN3 humain (NP_002372.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O15232
Poids moléculaire de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace