

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Matn4 Pour Wb Et Elisa - 095460

Numéro d'article: CM0027063

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MATN4 (matriline-4) humaine, une protéine de la matrice extracellulaire du cartilage. Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la MEC et le développement squelettique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | MATN4 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias            | MATN4                                                                                                                            |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                           |
| Identifiant génique (Humain) | 8785                                                                                                                             |
| Identifiant génique          | 8785                                                                                                                             |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 221-540 de la MATN4 humaine (NP_085080.1) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                        | O95460                                                                                                                           |
| Poids de la protéine         | 68 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                   | Sac isotherme                                                                                                                    |