

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Matrine-2 (Matn2) Pour Wb Et Elisa - O00339

Numéro d'article: CM0021006

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la matrine-2 humaine (MATN2), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une protéine de 107 kDa ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour les recherches sur l'assemblage de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MATN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MATN2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4147
GeneID	4147
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et l'extrémité C-terminale de la MATN2 humaine (NP_001304677.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, rat
SWISS	O00339
Poids moléculaire	107 kDa
Expédition	Sac de glace