

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Matrin 3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Numéro d'article: CM0002302

Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin contre Matrin 3 détecte spécifiquement la Matrin 3 humaine (P43243) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Il est adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, taille de la cible ~95 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Matrin 3 mAb lapin
Remarques/Alias	MPD2 ; ALS21 ; VCPDM ; Matrin 3
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	9782
Identifiant du gène	9782
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 700 et 800 de la Matrin 3 humaine (P43243).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43243
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sachet de glace