

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Matrine 3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Numéro d'article: CM0028922

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Matrine 3 (P43243) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la matrice nucléaire, la transcription, la liaison à l'ARN et la signalisation de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Matrine 3
Remarques/Alias	MPD2 ; ALS21 ; VCPDM ; Matrine 3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9782
GenelD	9782
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 747-847 de la Matrine 3 humaine (NP_001181884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43243
Poids protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace