

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Métalloprotéinase Matricielle 11 (Mmp11/Stromélysine-3) Pour Wb Et Elisa - P24347

Numéro d'article: CM0002042

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la MMP11 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la MMP11 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le cancer et la biologie stromale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb MMP11 de lapin
Remarques/Alias	ST3 ; SL-3 ; STMY3 ; MMP11
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4320
GeneID	4320
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 389-488 de la MMP11 humaine (P24347).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24347
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace