


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mbd2 Pour Wb, Elisa - Q9Ubb5

Numéro d'article: CM0008108



Introduction

L'anticorps monoclonal lapin Anti-MBD2 détecte le MBD2 humain et de souris par WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la méthylation de l'ADN, le remodelage de la chromatine et le silençage génique dans le cancer et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MBD2 Lapin mAb
Remarques/Alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8932
ID de Gène	8932
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du MBD2 humain (Q9UBB5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9UBB5
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace