

Anticorps Monoclonal Anti-Mbd3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095983

Numéro d'article: CM0006208



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la protéine MBD3 humaine. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît la protéine MBD3 humaine, murine et de rat. Convient aux études sur le remodelage de la chromatine et la répression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-MBD3 de lapin
Remarques/Alias	MBD3 ; protéine 3 du domaine de liaison aux méthyl-CpG
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	53615
GeneID	53615
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine MBD3 humaine (O95983)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	O95983
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac de glace