

Anticorps Polyclonal Anti-Mbl2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11226

Numéro d'article: CM0025177



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MBL2 humain (lectine liant le mannose), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la voie des lectines du complément dans la recherche sur l'immunité innée. - P11226

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC; MBL2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4153
ID du gène	4153
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-248 du MBL2 humain (NP_000233.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11226
Poids protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace