

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mbnl1 Pour Wb - Q9Nr56

Numéro d'article: CM0030804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MBNL1 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'épissage alternatif et de biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBNL1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	EXP; MBNL; MBNL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4154
GeneID	4154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-382 du MBNL1 humain (NP_997176.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR56
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace