

Anticorps Polyclonal Anti-Mbtps1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14703

Numéro d'article: CM0023050



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MBTPS1 humain (S1P/SKI-1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol, le stress du RE, la biogenèse lysosomale et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MBTPS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8720
GeneID	8720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 803-1052 du MBTPS1 humain (NP_003782.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14703
Poids Protéique	118kDa
Expédition	Sac de glace