

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mbtps1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14703

Numéro d'article: CM0004363



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine MBTPS1 (S1P/PCSK8) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour l'étude du clivage SREBP, de la biogenèse lysosomale et des voies de stress du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MBTPS1 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	8720
ID du gène	8720
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 953-1052 de la protéine MBTPS1 humaine (NP_003782.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14703
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace