

## Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Mc1 Pour Wb, Elisa - Q01726

Numéro d'article: CM0002968



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur MC1 humain (MSH-R) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour la recherche sur la signalisation de la mélanocortine et la pigmentation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Récepteur MC1 mAb Lapin                                                                    |
| Remarques/Alias    | CMM5; MSH-R; SHEP2; Récepteur MC1                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 4157                                                                                       |
| GeneID             | 4157                                                                                       |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du récepteur MC1 humain (Q01726) |
| Source             | Lapin                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                      |
| Application        | WB, ELISA                                                                                  |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                        |
| SWISS              | Q01726                                                                                     |
| Poids Protéique    | 35kDa                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                               |