

Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur Mc1 Pour Wb, Elisa - Q01726

Numéro d'article: CM0014274



Introduction

Anticorps pAb de Lapin Anti-Récepteur MC1 validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur de l'hormone mélanotrope impliqué dans la mélanogenèse. Idéal pour les études de signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur MC1 pAb Lapin
Remarques/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; Récepteur MC1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4157
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-317 du récepteur MC1 humain (NP_002377.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01726
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace