


Anticorps Polyclonal Anti-Mc2R Pour Wb Et Elisa - Q01718

Numéro d'article: CM0029901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MC2R de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte le MC2R endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la fonction corticosurrénalienne, de la libération de cortisol et de la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MC2R Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACTHR ; MC2R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4158
GeneID	4158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 du MC2R humain (NP_000520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q01718
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace