


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur Mc5 Pour Wb, Elisa - P33032

Numéro d'article: CM0011347



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur MC5 humain (MC5R, MC-2) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et les mélanocortines. PM prédit 37 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Récepteur MC5
Remarques/Alias	MC2 ; Récepteur MC5
Espèce	Humain
GeneID	4161
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du récepteur MC5 humain (P33032).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33032
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace