


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mcat Pour Wb Et Elisa - Q8Ivs2

Numéro d'article: CM0017562



Introduction

pAc de lapin anti-MCAT pour les applications Western blot (WB) et ELISA ; cible la malonyl-CoA-acyl carrier protein transacylase mitochondriale humaine ; immunogène recombinant, 43kDa. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des acides gras et la biologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin MCAT
Remarques/Alias	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27349
GeneID	27349
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-390 du MCAT humain (NP_775738.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IVS2
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace